

PACK DE REFROIDISSEMENT A TEMPERATURE CONSTANTE



REFROIDIR
LE PACK



GLISSER LES
PACKS DANS
LES POCHES



C'EST PRÊT

Pack de refroidissement PCM biosourcé facilement intégrable.
Pour les cas où les températures exactes sont essentielles.

Notre technologie de refroidissement renouvelable à base de matériaux à changement de phase (PCM) est produite à partir de matériaux d'origine végétale. Nos produits INUTEQ PAC® sont plus performants que la paraffine et les hydrates de sel PCM dans un certain nombre de domaines :

- Sécurité incendie améliorée
- Stabilité à long terme
- Capacités de chaleur latente élevées
- Manipulation plus sûre
- Provenance de matériaux recyclables

5 températures différentes:

- | | |
|----------------|--|
| • 6.5°C / 44°F | Art. nr.: 1364020608 (Sport) |
| • 15°C / 59°F | Art. nr.: 1364021508 (Sport) |
| • 21°C / 70°F | Art. nr.: 1364022108 (Travailler) |
| • 24°C / 75°F | Art. nr.: 1364022408 (Travailler) |
| • 29°C / 84°F | Art. nr.: 1364022908 (Travailler) |

Le PCM est non toxique, 100 % biodégradable, durable, réutilisable, 20 % moins lourd que l'eau et ne produit pas de condensation.

Activation: Facile! Placer les pack dans un réfrigérateur ou un congélateur jusqu'à complète cristallisation.

Durée d'action: 1 à 4.5 heures = selon la température choisie


Poids: Environ. 0,35kg par pack (4 total)

Dimensions. 1 pack = 15cm x 31,4cm
(5,9inch x 12,36inch)

Composant:

FUILLE: INUTEQ-SEAL®

PACKS



Le PCM commence à fondre quand la température augmente.

Durant la phase de transition le PCM emmagasine la chaleur latente et maintient une température constant jusqu'à la complète liquéfaction.

Durant la phase de cristallisation le PCM libère la chaleur latente stocké.

Le PCM cristallise quand la température baisse.

